



HOJA TECNICA

Código: **FID7301-05**

Versión: **00**

Fecha: **04/12/07**

Página **1 de 3**

CLAVE: LIMTFML, LIMTFBO, LIMTCHA, LIMTFCA, LIMTFBE, LIMTFCO, LIMTFFL, LIMAPLE, LIMTFCH, LIMTFMF, LIMTFLA, LIMTFVI

DOGOLIMP® LIMPIADORES MULTIUSOS

Fecha Aprobación:

marzo de 2021

Fecha Vigencia:

marzo de 2025

FUNCIÓN:

Dogolimp® Limpiador Multiusos, contienen detergentes ayudan a eliminar la suciedad que se encuentra sobre superficies lavables como: pisos, baños, lavabos, puertas, paredes, escritorios, mesas, etc., y además deja un agradable aroma. Contiene un agente germicida que elimina microorganismos comunes como: *escherichia coli*, *staphylococcus aureus* y *pseudomona aeruginosa* y el virus de la *influenza tipo A (H1N1)* siempre y cuando se aplique de forma directa, es decir, sin diluir y se deje actuar **Dogolimp® Limpiador Multiusos** durante al menos 5 minutos sobre la superficie a desinfectar, con una eficiencia de eliminación del 99.999%. Y para la eliminación del virus denominado coronavirus SARS (perteneciente a la familia del coronavirus) aplicar del mismo modo en concentración directa y dejar actuar durante al menos 10 minutos.

Los aromas disponibles son:

Bebé

Bosques

Rosa/ Jazmín

Coco

Floral

Limón

Manzana Verdes

Manzana Canela

Mar Fresco

Canela

Lavanda

Violeta

ASPECTO FÍSICO: Líquido transparente, de color y olor característico

BENEFICIOS:

- Limpian todo tipos de superficies.
- Tienen acción desinfectante.
- Deja un agradable aroma en el ambiente
- Limpian manchas de grasa (animal o vegetal).

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización de Reactivos y Limpieza DOGO, S.A. de C.V.



HOJA TECNICA

Código: **FID7301-05**

Versión: **00**

Fecha: **04/12/07**

Página **2 de 3**

USOS:

Dogolimp® Limpiador Multiusos, se utiliza para la limpieza de todo tipo de superficies como pueden ser pisos, baños, lavabos, puertas, paredes, escritorios, mesas, etc.

MODO DE USO:

Para limpieza general de superficies: Diluya ½ taza (100 mL) de Dogolimp® del aroma de su preferencia, en 10 L de agua, mezcle perfectamente. Posteriormente humedezca en esta solución el trapeador, jerga o lienzo limpio y frote con ellos la superficie, hasta que la suciedad desaparezca.

Para limpieza profunda: Aplique directamente Dogolimp® sin diluir, ayudándose de un aspersor o humedeciendo un lienzo limpio o esponja, talle hasta desaparecer la suciedad y enjuague con agua limpia, en caso de ser necesario repita la operación hasta obtener los resultados deseados.

Para desinfección de superficies: Aplicar **Dogolimp® Limpiador Multiusos**, de forma directa, es decir, sin diluir, utilizando un atomizador o un paño limpio: deje actuar **Dogolimp®** al menos durante 5 minutos sobre la superficie a desinfectar y con ello eliminar el 99.999% del virus de la influenza tipo A H1N1 y los gérmenes más comunes (escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus). Y para la eliminación de coronavirus SARS, aplique de manera directa y dejar actuar **Dogolimp® por lo menos 10 minutos** sobre la superficie

OBSERVACIONES:

- No mezclar con cloro ni con otros productos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua y obtenga ayuda médica.
- Si presenta irritación en la piel utilice guantes.
- Almacene en un lugar fresco y seco libre del contacto directo de luz solar.
- Cierre herméticamente el envase después de cada uso.
- En caso de ingestión accidental, no se provoque vómito y obtenga ayuda médica de inmediato.

FUNDAMENTO:

Dogolimp® Limpiadores Multiusos, poseen detergentes que limpian la suciedad común de la mayoría de las superficies sin dañarlas, contienen fragancias que dejan un agradable y perdurable aroma. Además se encuentran formulados con un activo germicida de amplio espectro que ayuda a eliminar los microorganismos más comunes que habitan en superficies de uso cotidiano. En su formulación se encuentra un potente activo desinfectante con una combinación de aldehídico y sales cuaternarias de alta efectividad, para eliminar el virus como influenza A H1N1 y los gérmenes más comunes (escherichia coli, pseudomonas

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización de Reactivos y Limpieza DOGO, S.A. de C.V.



HOJA TECNICA

Código: **FID7301-05**

Versión: **00**

Fecha: **04/12/07**

Página **3 de 3**

aeruginosa, staphylococcus aureus), siempre y cuando se aplique de manera directa y se deje actuar durante al menos 5 minutos sobre la superficie a desinfectar. Y para la eliminación del coronavirus SARS, también es necesario se aplique de manera directa y requiere un un tiempo mínimo de contacto de 10 minutos.

INGREDIENTES:

Agua, tensoactivo no iónico y aniónico, esencia, EDTA, agente germicida y color

Análisis de laboratorio Ebysos para la eliminación del virus: influenza tipo A H1N1

Acreditación No. Q-078-008/10

Ante Entidad Mexicana de Acreditación A.C

REPORTE DE RESULTADOS ANALÍTICOS NO. 0653/20

Referencia: Norma Mexicana NMX-BB-040-SCFI-1999. Estándar UNE-EN-14476: 2014 + A2: 2019. Ensayo cuantitativo con suspensión para la evaluación de actividad viricida en medicina. Método de ensayo y requisitos (Fase 2/ Etapa 1). España. CE.

Análisis de laboratorio Ebysos para la eliminación del virus: Coronavirus Humano 229E

Acreditación No. Q-078-008/10

Ante Entidad Mexicana de Acreditación A.C

REPORTE DE RESULTADOS ANALÍTICOS NO. 1594/20

Referencia: Norma Mexicana NMX-BB-040-SCFI-1999. Estándar UNE-EN-14476: 2014 + A2: 2019. Ensayo cuantitativo con suspensión para la evaluación de actividad viricida en medicina. Método de ensayo y requisitos (Fase 2/ Etapa 1). España. CE.

Análisis de laboratorio Ebysos

Bacterias: Escherichia coli, staphylococcus aureus y pseudomonas aeruginosa

Acreditación No. Q-078-008/10

Ante Entidad Mexicana de Acreditación A.C

REPORTE DE RESULTADOS ANALÍTICOS NO. 0991/20

Referencia: Norma Mexicana NMX-BB-040-SCFI-1999